

Title:	Stacker und Shaker Reinigung	ID:	
		<i>0210</i>	
Date in:	Response:	Model:	Author:
<i>2005-06-02</i>	<i>2005-06-02</i>	-	<i>CMa</i>

Q:

Müssen die Stacker und Shaker zur Reinigung des Brutschrankes ausgebaut werden

A:

Im Falle von EasyClean kann alles ohnehin einfach entnommen werden. Ohne EasyClean empfehlen wir die Stacker zu entfernen. Diese können einfach gelöst und entnommen werden. Der Shaker bleibt im System.